

Pressemitteilung
Nr. 073/2025

Das EXTRA an Zubehör – Herbstaktion für Laborspüler von Miele Professional

- ▶ Zwei EasyLoad Module im Wert von bis zu 1.308 Euro kostenlos dazu
- ▶ Noch mehr Ersparnis durch effiziente Technik und niedrige Verbräuche

Gütersloh, 15. September 2025 – Wer jetzt in Miele-Laborspültechnik investiert, profitiert von noch mehr Qualität zum günstigen Preis. Beim Kauf eines vernetzbaren Laborspülers der Serien ExpertLine oder SlimLine erhalten Kundinnen und Kunden zwei Module des Zubehörsystems „EasyLoad“ im Wert von bis zu 1.308 Euro kostenlos dazu. Die Herbstaktion „Zeit für ein EXTRA“ dauert vom 15. September bis 31. Dezember 2025.

Alle Aktionsgeräte sind Teil der umfassenden 360PRO Systemlösung Labor, die durch intelligente Komponenten, dem EasyLoad-Zubehörsystem, ProCare Lab Reinigungsmitteln und digitale Services ergänzt wird – für analysenreine Ergebnisse und höchste Hygienestandards.

Die ExpertLine Modelle überzeugen durch eine komfortable Bedienung über das M Touch Flex Display, das auch aus der Distanz gut lesbar ist und digitale Unterstützung bei Routinearbeiten bietet. Bis zu 24 Programme – darunter zur Pasteurisierung und thermischen Desinfektion – sowie fünf frei konfigurierbare Programmplätze ermöglichen maximale Flexibilität. Das „Extra Kurz“-Programm reinigt bis zu 60 Laborgläser in nur 25 Minuten. Eine drehzahlvariable Umwälzpumpe, kombiniert mit Sprüharm- und Spüldruckkontrolle, sorgt für zuverlässige Reinigung auch bei komplexer Beladung. Das EasyLoad-System erleichtert die korrekte Positionierung des Spülguts, während zwei Trocknungssysteme – darunter die AutoOpen-Funktion – für schnelle und sichere Trocknung sorgen.

Mit nur 65 Zentimetern Breite sind die Miele-Laborspüler der Serie SlimLine die ideale Lösung, wenn bei wenig Platz viel sauberes Laborglas gebraucht wird. Die Generation PLW 7111 ist vernetzungsfähig, kann über das Onlineportal „Miele MOVE Connect“ aus der Ferne kontrolliert werden und bietet einen großen Innenraum. Maximale Flexibilität bei der Beladung ermöglicht das EasyLoad-System. Zudem passt eine intelligente Technologie die Pumpenleistung an – das garantiert Schnelligkeit während der Reinigungsphase und spart in der Spülphase Wasser ein.

Das innovative Zubehörsystem EasyLoad vereinfacht die Beladung von Laborspülern und steigert die Effizienz bei der Aufbereitung von Laborgläsern und -utensilien deutlich. Mit Injektordüsen, Halterungen und Haltegittern lässt sich Laborgut flexibel und platzsparend positionieren – unabhängig von Form und Größe. Das System ermöglicht eine gründliche, materialschonende Innenreinigung. Es lässt sich individuell konfigurieren und im Nachhinein erweitern.

Digital vernetzt mit Miele MOVE Connect

Mit Miele MOVE Connect wird die Laborglasaufbereitung noch effizienter: Die digitale kostenlose Plattform ermöglicht eine nahtlose Vernetzung der ExpertLine und SlimLine Modelle und bietet volle Transparenz über Prozesse, Gerätestatus und Wartungsbedarfe – jederzeit und ortsunabhängig. So lassen sich Abläufe optimieren, Ausfallzeiten minimieren und die Dokumentation vereinfachen. Für Labore bedeutet das: mehr Kontrolle, mehr Effizienz und mehr Sicherheit im täglichen Betrieb.

Die Aktion umfasst die ExpertLine Laborspüler PLW 8683, PLW 8683 CD, PLW 8693 und den SlimLine Laborspüler PLW 7111 sowie die auswählbaren EasyLoad Module A 300/3, A 301/5 und A 302/3.

Mehr dazu: www.miele.de/pro/extra-lab

Medienkontakt

Irene Schwarze

Phone: +49 5241 89-1959

E-Mail: irene.schwarze@miele.com

Über Miele: Seit mehr als 125 Jahren folgt Miele seinem Markenversprechen „Immer Besser“ in Bezug auf Qualität, Innovationskraft und zeitlose Eleganz. Das weltweit aufgestellte Unternehmen für Premium-Hausgeräte begeistert Kundinnen und Kunden mit wegweisenden Lösungen im vernetzten Zuhause. Hinzu kommen Maschinen, Anlagen und Services für den gewerblichen Einsatz etwa in Hotels oder Pflegeeinrichtungen sowie in der Medizintechnik. Mit langlebigen und energiesparenden Geräten unterstützt Miele seine Kundinnen und Kunden darin, ihren Alltag möglichst nachhaltig zu gestalten. Das Unternehmen ist seit 1899 im Besitz der beiden Gründerfamilien Miele und Zinkann. Im Geschäftsjahr 2024 erwirtschaftete Miele mit rund 23.500 Mitarbeitenden einen Umsatz von 5,04 Milliarden Euro. Das globale Netzwerk umfasst 19 Produktionsstandorte sowie rund 50 Service- und Vertriebsgesellschaften (Stand: Februar 2025). Hauptsitz ist Gütersloh in Nordrhein-Westfalen.

Zu diesem Text gibt es vier Fotos



Foto 1: Herbstaktion von Miele Professional: Wer ab 15. September einen Laborspüler der Serien ExpertLine PLW 8683, PLW 8683 CD, PLW 8693 oder SlimLine PLW 7111 kauft, erhält zwei Module des Zubehörsystems EasyLoad im Wert von bis zu 1.308 Euro kostenlos dazu. (Foto: Miele)



Foto 2: Vernetzbar, mit großem Display und Spezialprogrammen: ein neuer Laborspüler der Baureihe „ExpertLine“ von Miele Professional, hier als 90 Zentimeter breites Topmodell PLW 8683 CD. (Foto: Miele)



Foto 3: Viel Platz im Spülraum bei schmalen Außenmaßen: die vernetzbaren SlimLine-Laborspüler der Generation PLW 7111 von Miele. Ihre Bestückung ist über das Beladesystem EasyLoad besonders einfach. (Foto: Miele)



Foto 4: Mit dem Modul A 302/3 aus dem bewährten Beladesystem EasyLoad lässt sich in den Aktionsgeräten die Kapazität deutlich steigern. Dabei wird Laborglas in verschiedensten Formen und Größen mit Hilfe von Injektordüsen gründlich von innen gereinigt, selbst wenn es direkt auf den Düsen aufliegt. (Foto: Miele)

Download Text und Fotos: www.miele-presse.de

Folgen Sie uns:



Miele.DE



miele



Miele | Miele Professional

Weitere Informationen zu diesem Thema erhalten Anwenderinnen und Anwender unter Tel.: 0800/22 44 644 oder www.miele-professional.de