

Miele

Perfektion seit 120 Jahren.

Miele Professional. Immer Besser.

SERIES 120



Feiern Sie mit uns und sparen
400 €
beim Kauf eines
Thermodesinfektors*

*Die Aktion umfasst die Modelle PG 8581 und PG 8591,
und läuft 120 Tage. Aktionszeitraum: 01.03.2019 bis 29.06.2019.
Mehr Infos unter: 0800 22 44 644, www.miele.de



Tradition, Qualität und Langlebigkeit - seit 120 Jahren

Miele Professional entwickelt professionelle Lösungen, die Ihren Arbeitsalltag erleichtern. Unsere Lösungen sind für höchste Ansprüche konzipiert und das schon seit 120 Jahren. Dabei stehen wir für kompromisslose Qualität und Langlebigkeit. Zu jeder Zeit und bei allem, was wir tun, steht immer eines im Mittelpunkt: Die zuverlässige und sichere Aufbereitung Ihres Instrumentariums. So können Sie sich auf das Wichtigste konzentrieren: Ihr Kerngeschäft.

Die Miele Dental Thermodesinfektoren PG 8581 und PG 8591 bieten ein Höchstmaß an Hygiene und Sicherheit bei der Aufbereitung zahnärztlicher Instrumente – und das mit einer Kapazität für bis zu 44 Übertragungsinstrumente. Für saubere Ergebnisse in der täglichen Praxis!

Profitieren Sie von unserem Aktionsvorteil:

Beim Kauf eines Miele Thermodesinfektors PG 8581 oder PG 8591 erhalten Sie einen Preisvorteil von 400 Euro auf den empfohlenen Listenpreis.*

*Aktionszeitraum: 01.03.2019 – 29.06.2019 Dieses Aktionsangebot gilt ausschließlich für gewerbliche/freiberufliche Endkunden, die im Aktionszeitraum ein Aktionsgerät gekauft haben. Die Aktion gilt nur für in der Bundesrepublik Deutschland gekaufte Geräte. Eine Auszahlung erfolgt direkt von Miele nur auf Konten in der Bundesrepublik Deutschland.



v. l. n. r.: Thermodesinfektoren PG 8581 und PG 8591



Die Modelle der Series 120 im Überblick:

PG 8581

Thermodesinfektor mit AD-Wasseranschluss, zwei integrierte Dosierpumpen & EcoDry-Funktion, als Edelstahl-Variante oder in weiß erhältlich.

PG 8591

Thermodesinfektor mit Warm- und AD-Wasseranschluss, eine integrierte Dosierpumpe sowie ein DOS K 85/1 Dosiermodul & Heißlufttrocknung DryPlus, als Edelstahl-Variante oder in weiß erhältlich.