

Miele

Perfektion seit 120 Jahren.

Miele Professional. Immer Besser.

SERIES
120



Feiern Sie mit uns und erhalten
Sie **350 €** brutto
nach dem Kauf eines
Thermodesinfektors* zurück

*Die Aktion umfasst die Modelle PG 8581 und PG 8591.
Aktionszeitraum: 01.03.2019 bis 30.06.2019.

Miele & Cie. KG | Vertriebsgesellschaft Deutschland
Postfach, 33325 Gütersloh
Telefon 0800 22 44 644 | Mo.-Fr. 8:00-17:30 Uhr
info@miele-professional.de | www.miele-professional.de



Tradition, Qualität und Langlebigkeit - seit 120 Jahren

Miele Professional entwickelt professionelle Lösungen, die Ihren Arbeitsalltag erleichtern. Unsere Lösungen sind für höchste Ansprüche konzipiert und das schon seit 120 Jahren. Dabei stehen wir für kompromisslose Qualität und Langlebigkeit. Zu jeder Zeit und bei allem, was wir tun, steht immer eines im Mittelpunkt: Die zuverlässige und sichere Aufbereitung Ihres Instrumentariums. So können Sie sich auf das Wichtigste konzentrieren: Ihr Kerngeschäft.

Die Miele Dental Thermodesinfektoren PG 8581 und PG 8591 bieten ein Höchstmaß an Hygiene und Sicherheit bei der Aufbereitung zahnärztlicher Instrumente. Für saubere Ergebnisse in der täglichen Praxis!

Profitieren Sie von unserem Aktionsvorteil:

Beim Kauf eines Miele Professional Thermodesinfektors aus unseren Aktionsgeräten der Serie 120 Jahre erhalten Sie 350 € brutto zurück*. Die Aktion umfasst die Thermodesinfektoren PG 8581 und PG 8591. Cashback erhalten gewerbliche/freiberufliche Endkunden, die nach dem Kauf eine Kopie ihrer Rechnung und die zur Zahlungsabwicklung notwendigen Angaben online bei Miele bis maximal 30 Tage nach Rechnungsdatum einreichen unter:
www.miele.de/pro/Dental-Serie-120-Jahre

*Aktionszeitraum: 01.03.2019 bis 30.06.2019 Dieses Aktionsangebot gilt ausschließlich für gewerbliche/freiberufliche Endkunden, die im Aktionszeitraum ein Aktionsgerät gekauft haben. Die Aktion gilt nur für in der Bundesrepublik Deutschland gekaufte Geräte. Eine Auszahlung erfolgt direkt von Miele nur in Länder, in denen der Euro gültiges Zahlungsmittel ist. Eine Rückzahlung auf Konten außerhalb der Bundesrepublik Deutschland kann nicht erfolgen, wenn Zusatzgebühren anfallen.



Thermodesinfektoren PG 8581



Thermodesinfektoren PG 8591

Die Modelle der Series 120 im Überblick:

PG 8581

Thermodesinfektor mit AD-Wasseranschluss, zwei integrierte Dosierpumpen & EcoDry-Funktion, als Edelstahl-Variante oder in weiß erhältlich.

PG 8591

Thermodesinfektor mit Warm- und AD-Wasseranschluss, eine integrierte Dosierpumpe sowie ein DOS K 85/1 Dosiermodul & Heißlufttrocknung DryPlus, als Edelstahl-Variante oder in weiß erhältlich.